

# DENS\_UP VELUTÉ

"Alimento Dietetico Destinato a Fini Medici Speciali"  
Prodotto notificato al Ministero della Salute ai sensi del Regolamento 609/2013  
presente nel Registro Nazionale degli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS)

## SCHEDA TECNICA

### Definizione del Prodotto

Alimento a fini medici speciali.  
Polvere addensante per liquidi e semiliquidi.

### Ingredienti

Amido modificato di patata.

### Caratteristiche

DENS\_UP VELUTÉ è un amido di patata di alta qualità, caratterizzato da un gusto pulito e neutro e può essere usato da solo o miscelato con altri ingredienti. La consistenza desiderata può essere facilmente ottenuta regolando la quantità di amido. DENS\_UP VELUTÉ è realizzato con una tecnica esclusiva di granulazione che evita la formazione di grumi e garantisce una dispersione facile e veloce sia nei liquidi che negli alimenti; dopo pochi secondi si ottiene un "addensato" che si presenta in forma perfettamente omogenea, liscia, vellutata e con una trasparenza superiore. DENS\_UP VELUTÉ dimostra un'eccellente stabilità anche in condizioni difficili quali temperature elevate e uso in microonde. Può essere congelato - scongelato e tollera un ambiente a basso pH senza perdere le sue proprietà funzionali.

Il prodotto è senza glutine e lattosio.

### Indicazioni

DENS\_UP VELUTÉ è un alimento a fini medici speciali in polvere indicato per la gestione dietetica di pazienti con problemi di deglutizione (disfagia) o difficoltà di masticazione che necessitano di una dieta a consistenza opportunamente modificata. DENS\_UP VELUTÉ è indicato per addensare bevande e alimenti semiliquidi o in forma di purè, favorendone l'accettazione e l'utilizzo da parte dei pazienti.

### Dichiarazione nutrizionale

Valori medi	Per 100 g di polvere	Per misurino (2,5 g)
Energia	1609 KJ 379 Kcal	40 KJ 9,4 Kcal
Grassi di cui acidi grassi saturi	< 0,5 g < 0,1 g	0 g 0 g
Carboidrati di cui zuccheri di cui amido	94,8 g 0 g 94,5 g	2,3 g 0 g 2,3 g
Fibre	0,5 g	0 g
Proteine	<0,1 g	0 g
Sale	0,5 g	0 g

### Dosi e modalità d'uso

La dose è individuale e viene definita dal medico curante in funzione delle diverse necessità del paziente. La quantità di polvere da utilizzare dipende dalla consistenza che si vuole ottenere e dalle caratteristiche dell'alimento da addensare, come ad esempio consistenza iniziale, temperatura, acidità, etc.

Dosi indicative di polvere per ottenere le diverse consistenze con 100 ml di alimenti liquidi a T ° ambiente:

Sciroppo: 1,5 misurino (3,5 g)

Crema: 2 misurini (5 g)

Budino: 3 cucchiaini (7,5 g)

Ogni preparazione non consumata completamente può essere conservata in frigo e utilizzata entro 24 ore. Gli alimenti e bevande già addensati possono essere congelati ed utilizzati al momento opportuno; in tal caso attenersi alle modalità di conservazione ed impiego del prodotto che è stato addensato.

### Preparazione

Per ottenere una preparazione perfettamente omogenea, liscia e vellutata versare a pioggia un poco di polvere sul liquido da addensare, mescolare con un cucchiaino o una forchetta fino a dissoluzione. Verificare la consistenza (dopo 2' ca) e, se necessario, aggiungere altra polvere mescolando di nuovo fino ad ottenere la consistenza desiderata. L'elevata solubilità di DENS\_UP VELUTÉ rende la preparazione molto semplice senza dover ricorrere all'uso di shaker o mini-pimer per evitare la formazione di grumi. Il gusto neutro del prodotto non altera il sapore dei liquidi e degli alimenti ai quali è aggiunto.

### Avvertenze importanti

Il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico. Non è adatto a essere utilizzato come unica

fonte di nutrimento e non deve essere somministrato per via parenterale. Non usare nei bambini di età inferiore ai 3 anni.

### Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumare entro 8 settimane dalla data di apertura. Richiudere bene il barattolo dopo l'uso. Validità prodotto a confezione integra: 36 mesi.

### Modalità di smaltimento

Confezionamento	Materiale	Raccolta
Barattolo 430 g		
MISURINO	PP 05 - plastica	Differenziata
BARATTOLO:	FE 40 - metalli	Differenziata
EASY PEEL (LAMINA)	ALU 41 - metalli	Differenziata
COPERCHIO	LDPE 4 - plastica	Differenziata
Sacchetto 1000 g		
Busta	OTHER7- PLASTICA	Differenziata

Verifica le disposizioni del tuo comune

CODICE PRODOTTO	CONFEZIONE	GUSTO	UNITA' DI IMBALLO	CODICE PARAF
90810011	Barattolo 430 g	NEUTRO	12 Barattoli	924124314
90810009	Busta richiudibile 1000 g	NEUTRO	10 Sacchetti	926393240

### Immagine prodotto



Deutera s.r.l.

Via Milano 160, 21042, Caronno Pertusella (VA)

Barattolo confezionato nello stabilimento di Via Santa Giulia 6, 25030, Roncadelle (BS)

Sacchetto confezionato nello stabilimento di Via Santa Giulia 6, 25030, Roncadelle (BS)



**cantabria labs**  
DEUTERA

Deutera S.r.l Socio Unico  
Via Milano 160, 21042 Caronno P. (VA)  
[www.deutera.com](http://www.deutera.com)  
[deuterasrl@legalmail.it](mailto:deuterasrl@legalmail.it)  
+39 02 8088 6549